

LINGUIÇA NA PANELA DE PRESSÃO

INGREDIENTES

4 cebolas

10 linguiças toscana Aurora

MODO DE PREPARO

Coloque metade das cebolas cortadas em rodelas no fundo da panela de pressão. Por cima, as linguiças furadas com palito. Coloque o restante da cebola que sobrou em cima das linguiças e tampe a panela. Assim que começar a pressão deixe uns 25 minutos em fogo baixo.

Não precisa de água porque a linguiça acaba soltando líquido.

©2026 todos os direitos reservados a Receitas Fáceis e Rápidas

<https://receitasfaceisrapidas.com.br/receita/33754-linguica-na-panela-de-pressao.html>