

COSTELA COM CALABRESA NA PANELA DE PRESSÃO

INGREDIENTES

2 kg de costela ripa sem gordura

300 g de calabresa em rodelas

1 cebola grande em rodelas

1/2 copo de água

MODO DE PREPARO

Corte a costela em pedaços, em uma panela de pressão coloque a costela, depois a calabresa e por cima a cebola.

Deixe cozinhar por 40 minutos aproximadamente ou até secar a água.

Deixe dourar.

©2024 todos os direitos reservados a Receitas Fáceis e Rápidas

<https://receitasfaceisrapidas.com.br/receita/41896-costela-com-calabresa-na-panela-de-pressao.html>